



Odstraňování zubního kamene nebylo nikdy tak pohodlné a jednoduché



tigon +

Ultimativní technologie Piezo scaleru

Nový Tigon+

S Tigon+/Tigon vyvinula W&H nesrovnatelný piezo scaler. Jeho unikátní vlastnosti významně zjednoduší každodenní pracovní postupy. Pacienti mohou být při ošetření uvolnění jako nikdy předtím.

Najde uplatnění v oblastech profylaxe, parodontologii, endodoncie a záchovné stomatologii. Tigon+ umožňuje regulaci teploty chladicí tekutiny čímž se zabraňuje

podráždění, a to i u pacientů s citlivými zuby. Pět přednastavených programů ušetří při ošetření cenný čas. Tři pracovní režimy umožňují jemnou, ale efektivní práci.

Ve zkratce: Přístroj Tigon+ od společnosti W&H dokonale vyhovuje potřebám pacienta i zubního lékaře.

Ucelený přehled všech výhod:

- > Předehřívání chladicí tekutiny
- > Dokonale sladěný sortiment špiček
- > Násadec s prstencem osazeným 5 LED diodami
- > Velký, dobře čitelný displej
- > Pět individuálních možností ošetření
- > Bezpečné ošetření ve třech režimech



tigon +



Nejlepší přítel pacientů



Komfortní ošetření pacientů díky předehřívané tekutině

Nový Tigon+ předehřeje chladící tekutinu na pro pacienta příjemnou teplotu - ani citlivé zuby a dásně již nebudou drážděny. Na snadno

ovládaném displeji můžete nastavit předehřátí ve třech stupních nebo jej úplně vypnout.



Pět individuálních možností ošetření

S pěti přednastavenými programy (profylaxe, parodontologie, endodoncie, záchovná stomatologie a jedním volitelným programem)

budete nyní pracovat ještě efektivněji. Navigační obrázek zubu na displeji Vám ukáže, jaký program právě používáte.



Bezpečné ošetření ve třech režimech

Efektivní a příjemný pro pacienta: Díky třem režimům můžete nastavit výkon scaleru podle Vašich vlastních potřeb. Budete pracovat s vědomím,

že neošetříte zub ani příliš šetrně, ani příliš silně. Máte k dispozici na výběr tyto režimy:



Power: čím více budete tlačit špičkou na zub, tím se bude výkon scaleru zvyšovat.



Basic: výkon scaleru bude stále stejný bez ohledu na to, jak moc budete na zub tlačit.



Smooth: čím více budete tlačit špičkou na zub, tím se bude výkon scaleru snižovat.

Násadec s prstencem osazeným 5 LED diodami

Násadec s prstencem osazeným 5 LED diodami zajistí trvale optimální osvětlení ošetřovaného místa a umožní Vám lepší optické vnímání, přesnou reprodukci barvy zubu a kontrastní vidění jako při denním světle.



Dokonale sladěný sortiment špiček

Bohatý sortiment špiček W&H byl vyvinut v úzké spolupráci se zubními lékaři a špičkovými odborníky. Vysoce kvalitní špičky jsou určeny pro použití v oblasti profylaxe a parodontologie, endodoncie,

implantologie a záchovné stomatologii. Pomocí klíče na špičky od firmy W&H je lze snadno nasazovat a vyjímat. Nový Tigon+ Vám bude dodán se dvěma sadami špiček:



1U

3U

1P



1E

1I

Tigon od společnosti W&H

Kdyby vše bylo tak snadné: Tigon je pohodlný pro uživatele, jednoduše se obsluhuje a také dobře vypadá.

Vedle těchto vlastností má Piezo scaler od společnosti W&H mnoho dalších předností:

Ergonomicky navržený násadec padne bezpečně a pevně do

ruky, zatímco prstenec s LED diodami, umístěný na násadci, Vám nabídne optimální viditelnost v každém okamžiku. Držák násadce a trej jsou nejen odnímatelné, ale také termodezinfikovatelné a sterilizovatelné. Právě tak, jako sortiment špiček W&H, které jsou

dokonale navzájem sladěné a pokrývají všechny oblasti použití moderního zubního lékařství.

Tigon od W&H: Práce nemůže být jednodušší.



Jednoduchá obsluha

Plus a mínus: Tak jednoduše nový Tigon funguje. Jednoduchým stisknutím tlačítek Plus a Mínus

zvýšíte, resp. snížíte výkon scaleru a průtok chladící tekutiny.



Nádržka chladící tekutiny 400 ml

Nádržka chladící tekutiny má obsah 400 ml a je rozdělená po 50 ml stupních. Tak můžete přímo v nádržce na chladící tekutinu míchat další typy chladících a proplachovacích tekutin.

Kromě toho je nádržka opatřena stojánkem, díky kterému stojí bezpečně, i když není připojena k přístroji.



Trej a držák násadce

Na prostorný trej můžete pohodlně odkládat nástroje během ošetřování. Na závěr můžete trej – spolu s držákem násadce, který je otočný

o 360° – bez námahy z přístroje Tigon sejmout a termodezinfikovat i sterilizovat.



Násadec s prstencem osazeným 5 LED diodami

LED technologie zajistí dokonalé světlené podmínky a umožní Vám optické vnímání jako při denním světle.

Násadec a prstenec osazený LED-diodami lze bez problémů termodezinfikovat a sterilizovat.



Technické údaje

Naskenovat QR kód
mobilním telefonem
a zjistit víc o přístroji
Tigon+ / Tigon.



Vyobrazení je jen informativní. Doplnkové vybavení a obsah
vyobrazených dílů příslušenství nejsou obsaženy v rozsahu dodávky.

Typ:	Tigon+ PA-123 / PA-115	Tigon PB-323 / PB-315
Síťové napětí:	220 – 240 V / 110 – 130 V	220 – 240 V / 110 – 130 V
Jmenovitý proud:	0,1 – 1,6 A / 0,1 – 2,5 A	0,1 – 0,8 A / 0,1 – 1,6 A
Přípustné kolísání proudu:	+/- 10%	+/- 10%
Frekvence:	27 – 32 kHz	27 – 32 kHz
Max. výstupní výkon pro násadec se zatížením (ultrazvuk):	10 W	10 W
Délka kabelu násadce:	1,8 m	1,8 m
Rozměry v mm (š x h x v):	276,5 x 300 x 178	276,5 x 300 x 178
Možné použití nožního ovládání:	C-NF / S-N1	C-NF
Hmotnost:	3,9 kg	2,7 kg



S-N1



C-NF