

Olej k rozpouštění gutaperči

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: 100% eukalyptový olej

URČENÍ

Výrobek EUCALYPTOL je určený k odstranění gutaperči z kořenového kanálku při opakovaném endodontickém ošetření.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příloženou pipetu musíte před zahájením zákroku ponořit do lihu (ethanolu).

1. Pomocí přiložené pipety kápněte 1–2 kapky tekutiny do kanálku.
 2. Odstraňte gutaperču.
 3. V případě potřeby použijte další dávku přípravku.
 4. Pokud bude gutaperča suchá nebo křehká, použijte EUCALYPTOL znovu.
 5. Opakujte postup, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
- Přípravek je určený k opakovanému použití, pipeta však slouží pouze k jednorázovému použití. Při opakovaném použití pipety hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Může dráždit sliznici ústní dutiny, v případě kontaktu vypláchněte vodou.

Výrobek dráždí oči. Pokud dojde k zasažení očí, okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody, poté vyhledejte lékařskou pomoc.

Při práci s přípravkem používejte koferrdam, rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. **SKLADOVÁNÍ**

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL

Lahvička s obsahem 10 ml přípravku, aplikační pipety.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85