

Pasta s hydroxidem vápenatým a jodoformem

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: hydroxid vápenatý, jodoform, síran barnatý, pomocné látky.

URČENÍ

Výrodek CALCIPAST +I je určený jako provizorní výplňový materiál pro kořenové kanálky při stomatologické léčbě.

Podporuje regeneraci poškozených tkání v okolí hrotu kořene.

Jodoform obsažený ve výrobku vysušuje exsudát v kořenovém kanálku. pH≈11.

Kontrastní na RTG snímku.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Na stříkačku s výrobkem nasadte přiložený aplikátor. Změřte délku kanálku, nastavte omezovač (endostop) na aplikátoru na délku o 2–3 mm kratší než je naměřená délka kanálku. Aplikujte pastu do kanálku, odstraňte přebytek pasty, uzavřete těsně kavitu. Výplň ponechejte v kořenovém kanálku 1–4 týdny. Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s precitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Po požití působí škodlivě. Dráždí sliznici ústní dutiny, kůže a oči.

V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce s přípravkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě pod 25 °C. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

Chraňte proti působení slunečního záření.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL

Stříkačka s obsahem 2,1 g přípravku, jednorázové aplikátory.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85