

Kompletní systém pro všechny indikace a techniky otiskování

Krémy

Tmely

Monofázová technika			Medium*			
1-kroková (sendvičová) technika	XLV	LV		Heavy	Soft Putty	
2-kroková (korekční) technika						Putty

Soft Putty úvodní balení

1× 250ml báze
1× 250ml katalyzátor
1× 50ml kartuše XLV/LV
6× míchací koncovka
6× intraorální špička

Soft Putty + XLV 678711



Soft Putty + LV 678712



Extra nízkoviskózní krém

2× 50ml kartuše
6× míchací koncovka
6× intraorální špička

Rychle tuhnoucí 678714
Standardně tuhnoucí 678707



50× digit Power® kartuše
50× míchací koncovka

Rychle tuhnoucí 678698
Standardně tuhnoucí 678693



Nízkoviskózní krém

2 × 50ml kartuše
6× míchací koncovka
6× intraorální špička

Rychle tuhnoucí 678713
Standardně tuhnoucí 678706



50× digit Power® kartuše
50× míchací koncovka

Rychle tuhnoucí 678694
Standardně tuhnoucí 678696



Tmel střední konzistence (medium body)

4× 50ml kartuše
12× míchací koncovka

Standardně tuhnoucí 678673



2× 380ml DECA™ kartuše
20× míchací koncovka
pro DECA™ kartuše
1× uzávěr kanyly

Standardně tuhnoucí 678682



Vysoce viskózní tmel

4× 50ml kartuše
12× míchací koncovka

Standardně tuhnoucí 678675



2× 380ml DECA™ kartuše
20× míchací koncovka
pro DECA™ kartuše
1× uzávěr kanyly

Standardně tuhnoucí 678686



Ručně míchatelný tmel

1× 250ml báze
1× 250ml katalyzátor

Rychle tuhnoucí 678708



2 × 380ml DECA™ kartuše
10× míchací koncovka
pro DECA™ kartuše
1× uzávěr kanyly

Standardně tuhnoucí 678622



Ručně míchatelný tmel

1× 250ml báze
1× 250ml katalyzátor

Standardně tuhnoucí 678709





	Krémy		Tmely			
Monofázová technika			Medium*			
1-kroková (sendvičová) technika	XLV	LV		Heavy	Soft Putty	
2-kroková (korekční) technika						Putty
Rychle tuhnutí						
Manipulační čas mimo ústa (min.)					1:30	
Manipulační čas v ústech (min.)	0:35	0:35				
Čas vyjmutí otisku (min.)	2:30	2:30			3:00	
Standardně tuhnutí						
Manipulační čas mimo ústa (min.)			2:15	2:15	2:00	2:00
Manipulační čas v ústech (min.)	1:10	1:10				
Čas vyjmutí otisku (min.)	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00
Způsob aplikace						
DECA™ kartuše (380 ml)	–	–	✓	✓	✓ (pouze standardně tuhnutí)	–
50ml kartuše	✓	✓	✓	✓	–	–
digit Power® kartuše	✓	✓	–	–	–	–
Ručně míchatelné	–	–	–	–	✓ (pouze rychle tuhnutí)	✓

* Monofázový otiskovací materiál. Lze aplikovat jako krém nebo tmel.