

LM ErgoSense

DARK DIAMOND

LM

feel the
difference



Příjemné a přesné modelování kompozitních materiálů

Diamantová přesnost a cit – nástroje LM-ErgoSense s vrstvou DARK DIAMOND

Nástroje pro zachovnou stomatologii s nepřilnavou vrstvou Dark Diamond jsou ideální pro nanášení a modelování kompozitních materiálů. Povrchová úprava nástrojů podobná diamantu snižuje přilnavost zpracovávaných materiálů a umožňuje tak příjemnou a přesnou práci.

Vlastnosti:

- Exkluzivní povrchová úprava podobná diamantu
- Tvrdý povrch
- Hladký povrch
- Tmavé zbarvení koncovky nástroje
- Rukojeť LM-ErgoSense

Výhody:

- Nanášení a modelování kompozitních materiálů bez přilnavosti
- Odolné proti poškrábání
- Snadné čištění
- Maximální kontrast zpracovávaného materiálu, minimální odrazy
- Mimořádná přesnost a cit

Výběr nástrojů pro maximálně přesné ošetření:



Hladítko
LM 31-32DD ES

Pro nanášení a modelování kompozitu



Hladítko a čpátko kulovité 1.5-2.5 mm
LM 471-473DD ES

Pro modelování kompozitu



Modelovací nástroj MH
LM 708-709DD ES

Pro plnění velkých aproximálních výplní. Cylindricky tvarovaný pracovní konec v kompozitu během vytvrzování světlem neuvízne.



Modelovací nástroj
LM 707-708DD ES

Pro plnění malých středně velkých výplní. Cylindrický pracovní konec během vytvrzování světlem neuvízne.



Nástroj MH Mini
ES

ch nebo
aproximálních
ky tvarovaný
y kompozitu
rání světlem



Cpátka a modelovací nástroj IO
LM 482-483DD ES

Pro nanášení a modelování
kompozitu. Kónická pracovní
část je ideální pro tvarování
okluzních ploch.



**Nástroj pro plastické materiály
při aplikaci na frontální úseky**
LM 43-47DD ES

Pro nanášení, vyplňování a
konturování kompozitních
materiálů.



**Nástroj pro plastické materiály
při aplikaci na distální úseky**
LM 48-702DD ES

Pro nanášení, vyplňování a
konturování kompozitních
materiálů.



Minilopatka
LM 444-445DD ES

Pro nanášení
a konturování
kompozitních
materiálů

Nástroje s povrchovou úpravou Dark Diamond lze čistit i sterilizovat jako kterékoliv jiné nástroje LM-Dental.

LM Dental

LM-Instruments Oy
Norrbyn rantatie 8
FI-21600 Parainen
Finsko

Tel. +358 2 4546 400
info@lm-dental.com
www.lm-dental.com

Kontaktujte svého místního distributora