

DK50 SIMPLE



Kompaktný, mobilný, bezolejový a tichý kompresor. S brzdenými kolieskami a hmotnosťou iba 31 kg je ideálny pre mobilné zubné súpravy.



DK50 simple - so skrinkou

Bez sušiča

	DK50 simple
Sušič	✗
Skrinka	✓
Počet stomatologických súprav	1
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz
Výkon motora	0.43 kW
Objem vzdušníka	4.7 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 4.5 - 6 bar)	50 l.min ⁻¹ / 5 bar
Režim prevádzky	S1 - 100 %
Hlučnosť	≤ 53 dB (A)
Hmotnosť	31 kg
Rozmer	480 x 390 x 505 mm
	DK50simple

- Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku

- Zmena technických parametrov vyhradená



Priebehy

